

## هیدروفیشیال

هیدروفیشیال که اسم دیگر آن هیدرودرم می‌باشد، یک روش درمانی جوان‌کننده پوست بوده که قادر است، پوست را نرم و شفاف نماید. این روش درمانی با به کارگیری از دستگاهی به نام «قلم هیدرودرم» در چهار مرحله صورت می‌گیرد. مراحل هیدروفیشیال پوست شامل پاکسازی، لایه برداری پوست صورت، استخراج و آبرسانی پوست است. هیدروفیشیال (HydraFacial) یک درمان پوستی ثبت شده است گاهی اوقات به آن «هیدرادرم ابریژن» نیز می‌گویند زیرا شامل لایه برداری شبیه میکرودرم ابریژن همراه با سرم های آبرسان است.

دستگاه هیدروفیشیال به دلیل فرآیند سه مرحله ای خود شناخته شده است، برای تمیز کردن عمیق، لایه برداری و آبرسانی پوست شما کار می‌کند. این روش حرفه ای ممکن است به درمان انواع بیماری های پوستی از جمله آکنه، خشکی و چین و چروک کمک کند.

### هیدروفیشیال چیست؟

هیدروفیشیال یک درمان صورت با استفاده از یک دستگاه برای انجام لایه برداری، پاکسازی، استخراج و آبرسانی به صورت است. این سیستم از یک عمل چرخشی گردابی برای آبرسانی و حذف پوست مرده، کثیفی، آلودگی و ناخالصی ها استفاده می‌کند و در عین حال پوست شما را تمیز و آرام می‌کند.

پاکسازی، لایه برداری، لایه برداری شیمیایی، کلاژن سازی و سفت کردن عضلات صورت که توسط هیدروفیشیال ارائه می‌شود، به درمان بسیاری از مشکلات زیبایی که امروزه افراد با آن مواجه هستند، از جمله منافذ بزرگ، چین و چروک، جوش ها و نازک شدن پوست کمک می‌کند.

### مراحل هیدروفیشیال

#### 1- پاکسازی و لایه برداری

اولین قدم در طول هیدروفیشیال پاکسازی و لایه برداری است. با استفاده از پاک کننده متخصص زیبایی شما از دستگاه هیدروفیشیال برای پاکسازی و لایه برداری ملایم پوست استفاده می‌کند. این کار سلول های مرده و سیوم پوست را از بین می‌برد و در عین حال منافذ پوست را به آرامی باز می‌کند. برخی افراد آن را مانند فشار دادن یک مسواک برقی گردان به آرامی روی پوست توصیف می‌کنند.

#### 2- لایه برداری شیمیایی

در مرحله بعد، سری دستگاه را تغییر می‌دهند تا یک لایه برداری شیمیایی ملایم انجام دهند. بر خلاف سایر لایه برداری های شیمیایی که اغلب تحریک کننده یا دردناک هستند و پوست شما را برای ساعت ها یا روزها قرمز می‌کنند، هیدروفیشیال از ترکیب غیر تحریک کننده اسیدهای سالیسیلیک و گلیکولیک برای لایه برداری ملایم و در عین حال موثر استفاده می‌کند. هدف از این مرحله از بین بردن منافذ عمیق است.

### 3- استخراج

مرحله سوم در هیدروفیشیال استخراج است. اینجاست که دستگاه از مکش و کیوم قوی و بدون درد برای از بین بردن جوش های سرسیاه و ناخالصی ها از منافذ شما استفاده می کند.

### 4- سرم آبرسان

در نهایت، با استفاده از دستگاه هیدروفیشیال یک سرم آنتی اکسیدانی و آبرسان اختصاصی تسکین دهنده با پپتیدها و سایر مواد مغذی مفید را اعمال می شود که این به سم زدایی، به جوانسازی و آبرسانی پوست کمک می کند.

### موارد استفاده از دستگاه هیدروفیشیال چیست:

- آکنه ، آلورسی سبورئیک ، فولیکولیت ، حساسیت های پوستی
- روشن کنندگی پوست، بهبود پوست مات ، مایل به زرد ، بهبود بافت پوست
- باعث بهبود پوست افتادگی پوست و افزایش شفافیت پوست می شود
- از بین بردند جای جوش و لک های پوستی
- کمک به بهبود التهابات پوستی و جوش های صورت

### روش کار دستگاه هیدروفیشیال

در مخزن اول مایع جهت پاکسازی قرار می گیرد . C و B و A در قسمت جلوی این دستگاه سه مخزن طراحی شده است مخزن می توان C در مخزن دوم می توان مایع مخصوص مرطوب سازی یا جوان سازی پوست را قرار داد در مخزن آخر یا همان مخزن مایع مخصوص جهت پاکسازی لوله های داخلی دستگاه قرار داد.

زمانی که قصد دارید لوله های داخل دستگاه تمیز کنید می توانید از مخزن شماره سه استفاده نمایید. پایین مانیاتور دستگاه سه دکمه وجود دارد که اولین دکمه از چپ برای تنظیم جریان آب است، دکمه دوم جهت انتخاب مخزن های دستگاه میباشد و دکمه آخر جهت تنظیم فشار مکش دستگاه است.

در مرحله اول هیدروفیشیال پوست، صورت باید به طور کامل تمیز شود. این شامل شستشوی ددر مرحله اول هیدروفیشیال پوست، صورت باید به طور کامل تمیز شود. این شامل شستشوی دقیق صورت با محصولات مناسب و آب گرم است.

در گام بعدی، با استفاده از سری مکنده آلودگی ها، چربی های اضافه و جوش های سرسیاه از منافذ عمقی پوست خارج می شوند. این عمل باعث تمیزی عمیق پوست و بهبود شفافیت و روشنایی صورت می شود. همچنین، مکش ملایم این مرحله مانند یک ماساژ برای پوست است و باعث افزایش گردش خون در ناحیه صورت می شود.

در آخرین مرحله، سرم ها و لوسیون های حاوی مواد مغذی و ضد چروک به عمق منافذ پوست تزریق می شوند. این مواد شامل هیالورونیک اسید، آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی است که به عمق پوست راه می یابند و به سرعت جذب می شوند. این مواد تغذیه و مرطوب کننده برای پوست فراهم می کنند و باعث بهبود ظاهر پوست، کاهش چین و چروک و ایجاد شادابی و جوانی در صورت می شوند.

### نکات قبل از انجام فیشیال

قبل از انجام هیدروفیشیال پوست، برخی نکات مهم را باید در نظر داشت. اگر شما داروی خاصی مصرف می‌کنید یا حساسیت پوستی خاصی دارید، بهتر است این مسئله را با پزشک خود مطرح کنید. او می‌تواند راهنمایی لازم را برای شما ارائه دهد و مواد مناسبی را برای انجام هیدروفیشیال پوست به شما توصیه کند.

همچنین، اگر در حالت بارداری هستید، مهم است که این موضوع را با متخصص خود در میان بگذارید. او می‌تواند به شما راهنمایی کند که آیا می‌توانید این روش را در این شرایط استفاده کنید و مواد مناسب برای خانم‌های باردار را برای شما مشخص کند.

در صورتی که در چهره خود خراشیدگی، زخم یا التهاب پوستی دارید، حتماً قبل از شروع فرآیند به متخصص و اپراتور دستگاه اعلام کنید. آنها می‌توانند به شما راهنمایی کنند که آیا می‌توانید هیدروفیشیال پوست را انجام دهید یا نه، و در صورت لزوم توصیه‌های لازم را برای بهبود پوست شما ارائه کنند.

**در نهایت این دستگاه تجهیزات پزشکی محسوب شده و در سایت [imed.ir](http://imed.ir) کاملاً قابل جستجو میباشد و شرکتهای فعال تولید کننده داخلی و وارد کننده خارجی قانونی فعال دارد. بنابراین دستگاههای موجود در مطبها و مراکز زیبایی زیر نظر پزشک باید حتما دارای مجوزات لازم باشند.**

